



Physio-Stim® Quick Instructions:



1. Press the **Power Button** to start.
2. The **LCD Display** will show start-up codes, then the 3 hour daily treatment time.
3. Wear the stimulator over treatment site for **3 hours** every day.*
4. After treatment is complete, the **LCD Display** will show 3 dashes --- and power off.
5. To recharge, plug the charger into the **Charger Port** and AC Outlet.

*Clinical trial data demonstrates that fusion success rates were significantly higher for patients who wore the device every day for the full treatment time. *Source: Premarket Approval P850007; FDA Approved February 1986.*

See the instruction manual for full usage information.



PN-20116508 Rev.AA 2014-09-19
PS-1423 PL-US © Orthofix Holdings, Inc.

Patient Services
800-535-4492
www.bonestimulation.com



Physio-Stim® Quick Instructions:



1. Press the **Power Button** to start.
2. The **LCD Display** will show start-up codes, then the 3 hour daily treatment time.
3. Wear the stimulator over treatment site for **3 hours** every day.*
4. After treatment is complete, the **LCD Display** will show 3 dashes --- and power off.
5. To recharge, plug the charger into the **Charger Port** and AC Outlet.

*Clinical trial data demonstrates that fusion success rates were significantly higher for patients who wore the device every day for the full treatment time. *Source: Premarket Approval P850007; FDA Approved February 1986.*

See the instruction manual for full usage information.



PN-20116508 Rev.AA 2014-09-19
PS-1423 PL-US © Orthofix Holdings, Inc.

Patient Services
800-535-4492
www.bonestimulation.com





Instrucciones rápidas de Physio-Stim®:

1. Presione el **botón de encendido** para comenzar.
2. En la **pantalla** aparecerán códigos de inicio; luego, comienza el tratamiento de **3-hora** diarias.
3. Use el estimulador sobre el sitio de tratamiento durante **3 horas**, cada día.*
4. Cuando se complete el tratamiento, la **pantalla** mostrará 3 guiones - - - y se apagará.
5. Para recargar, enchufe el cargador en el **puerto del cargador** y en un tomacorriente de CA.

*Los datos de los ensayos clínicos demuestran que las tasas de fusión exitosas fueron significativamente más altas en los pacientes que usaron el dispositivo todos los días durante todo el tratamiento. Fuente: Aprobación premercado P850007; Aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA), febrero de 1986.

Consulte el manual de instrucciones para obtener información completa sobre el uso.

Servicio al cliente
800-535-4492
www.bonestimulation.com



Instrucciones rápidas de Physio-Stim®:

1. Presione el **botón de encendido** para comenzar.
2. En la **pantalla** aparecerán códigos de inicio; luego, comienza el tratamiento de **3-hora** diarias.
3. Use el estimulador sobre el sitio de tratamiento durante **3 horas**, cada día.*
4. Cuando se complete el tratamiento, la **pantalla** mostrará 3 guiones - - - y se apagará.
5. Para recargar, enchufe el cargador en el **puerto del cargador** y en un tomacorriente de CA.

*Los datos de los ensayos clínicos demuestran que las tasas de fusión exitosas fueron significativamente más altas en los pacientes que usaron el dispositivo todos los días durante todo el tratamiento. Fuente: Aprobación premercado P850007; Aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA), febrero de 1986.

Consulte el manual de instrucciones para obtener información completa sobre el uso.

Servicio al cliente
800-535-4492
www.bonestimulation.com

